


Þráðlaus snjallblóðþrýstingsmælir



 1 af hverjum 3 fullorðnum er með háan blóðþrýsting

BPM Connect er þráðlaus blóðþrýstingsmælir sem mælir blóðþrýsting og hjartslátt með læknisfræðilega réttum hætti og sýnir upplýsingarnar um leið á tækinu auk þess sem sjá má alla gagnasögu í appinu.

Samkvæmt American Heart Association og Evrópska hjartasjúkdómafélaginu leiðir eftirlit með blóðþrýstingi heima fyrir til betra blóðþrýstingsstigs og betri merkja um horfur ásamt því að vera skilvirk leið til að hjálpa heilbrigðisstarfsmönnum við að ákvarða hvort meðferð skili árangri. Einnig hjálpar það við að greina hvítlöppafælni og dulinn háþrýsting.

Með BPM Connect hefur aldrei verið auðveldara að mæla blóðþrýstinginn heima fyrir. Þessi auðveldi og færanlegi blóðþrýstingsmælir er með LED-skjá svo þú sjáir niðurstöðurnar strax og býður upp á litastýrða endurgjöf beint á tækinu. Þú þarft heldur ekki að vera með snjallsímann í vasanum til að kveikja á tækinu, framkvæma mælingu eða samstillta upplýsingar: BPM Connect sendir upplýsingar án vandkvæða yfir þráðlaust net í ókeypis Health Mate appið sem er í boði fyrir iOS og Android™. Einnig er hægt að samstillta upplýsingar með Bluetooth®. Þú getur líka auðveldlega sent læknum þínum skýrslurnar þínar. Rafhlöður vörunnar endast í allt að 6 mánuði og er hægt að hlaða þær með micro-USB-snúru.

Eiginleikar

Blóðþrýstingsmælir

Mælir slagþrýsting og þanþrýsting og hjartsláttartíðni með læknisfræðilega nákvæmum hætti

Tafarlausar niðurstöður

Skoðaðu litakóðuðu niðurstöðurnar á tækinu og í appinu en þær byggja á tilmælum Evrópska háþrýstingsfélagsins (e. European Society of Hypertension, ESH) og Bandaríska hjartafélagsins (e. American Heart Association, AHA) recommendations

Sjálfvirk samstilling yfir þráðlaust net og Bluetooth

Allar niðurstöður og saga eru aðgengilegar samstundis í snjallsímanum þínum með ókeypis Health Mate appinu (iOS og Android)“

Deildu með lækni

Það er auðvelt að senda skýrslurnar til heilbrigðisstarfsmanna

Hleðslurafhlaða

Hver hleðsla endist í allt að 6 mánuði

Vottanir: Lækningatækjaheimild frá FDA / CE

Tækniupplýsingar og hönnun

Notkunarleiðbeiningar: Sestu niður í þægilegri stöðu og vefðu manséttunni um vinstri handlegginn. Settu handlegginn á borð, í hjartahæð og ýttu síðan einfaldlega á hnappinn til að hefja mælinguna

Mælingar: Slagþrýstingur, þanþrýstingur, hjartsláttartíðni

Skynjarar: Þrýstings- og hjartsláttarskynjari

Efni: PC-plast, efni, málmlykkja

Skjár: LED-skjár

Mál: 50 x 65 x 155 mm

Þyngd: 250 g

Nákvæmni: Nákvæmni þrýstings: Innan við \pm 3 mmHg eða 2% af mælingu

Ummál handleggs: Á bilinu 22 cm til 42 cm (9 til 17 tommur)

Samhæfni: iOS (iOS 10+) og Android (6.0+)

Tengingar: Bluetooth® og þráðlaust net

Geymslupláss og minni: Ótakmarkað geymslupláss á Withings-skýinu og allt að 8 mælingar án samstillingar í gegnum þráðlaust net eða Bluetooth®

Endingartími rafhlöðu: Endist í allt að 6 mánuði (hlaðanleg) með microUSB-snúru

Innihald í kassa: Withings BPM Connect, hleðslusnúra, stuttar leiðbeiningar, reglugerðabæklingur

Vottanir: Lækningatækjaheimild frá FDA / CE